

OTICON | **Play PX**

Дайте детству свободу –  
и оно сотворит волшебство!



**oticon**  
life-changing technology

## Представляем новый Oticon Play PX™



Опыт – основа роста и развития ребенка. Детство и юность – время открытий, обучения и первых самостоятельных шагов. Но дети с нарушением слуха могут упускать жизненно важную информацию, необходимую для гармоничного развития.

Именно поэтому создан **Oticon Play PX** – первый в мире детский слуховой аппарат со встроенной глубокой нейронной сетью (DNN). Обученная на 12 миллионах реальных звуковых сцен, она распознает окружающие звуки так же естественно и точно, как это делает мозг ребенка.

Работая на инновационной платформе **Polaris™**, **Oticon Play PX** обеспечивает слуховой опыт, максимально близкий к естественному. Он помогает ребенку слышать значимые звуки, свободно общаться, исследовать мир и проживать каждый яркий момент детства.

**Дайте ребенку лучший старт в жизни – раскройте для него волшебство детства.**



## Подтверждено наукой – проверено детьми



Чтобы ребенок рос и развивался, ему важно понимать окружающий мир и активно участвовать в нем. Мы изучили, как слуховые аппараты **Oticon Play PX** влияют на способность слышать речь и ориентироваться в типичных шумных условиях, например в классных комнатах и на игровых площадках.

Исследования показали, что **Oticon Play PX** помогает детям лучше распознавать и запоминать слова, даже когда звук поступает с разных направлений.\* Это дает ребенку возможность активно участвовать в играх, обучении и повседневных ситуациях, что критически важно для его развития.

### Лучше слышать – лучше учиться

Вы слышите мозгом. Поэтому так важно обеспечить ему доступ к качественному звуку. Для нормальной работы мозгу нужна полная звуковая картина мира.\*\* При нарушениях слуха мозг вынужден работать усерднее, а важные звуковые детали могут оставаться недоступными.

**Oticon Play PX** помогает создать оптимальные условия для обработки звука, облегчая понимание речи и окружающих сигналов.

В **Oticon** мы называем этот уникальный подход **BrainHearing™**, который дает мозгу преимущества, особенно важные в период обучения.

\* Гордей, Д., Энг, Э. (2021). Oticon Play PX: Поддержка общения, обучения и социальной интеграции для детей и подростков. Официальный документ Oticon

\*\* Гордей, Д. и Энг, Э. (2021). Paediatric BrainHearing (Детское слухопротезирование по технологии BrainHearing). Официальный документ Oticon



## Безопасность ребенка – комфорт для родителей



**Oticon Play PX** предлагает два варианта зарядки: настольное и портативное.

**Настольное зарядное устройство** – удобное решение для дома. Достаточно установить слуховые аппараты на зарядку на ночь, чтобы утром они были готовы к работе на весь день.\*

**Портативное зарядное устройство SmartCharger** дарит ребенку уверенность и свободу в поездках, а родителям – спокойствие. С его помощью можно заряжать слуховые аппараты в пути благодаря встроенному внешнему аккумулятору (power bank). Прочный футляр защищает устройства от ударов и влаги, поддерживая их в рабочем состоянии.

### Безопасность для ребенка

В перезаряжаемой модели miniBTE R аккумулятор герметично встроен в корпус и недоступен для ребенка, что повышает безопасность использования.


### Время зарядки

- Полная зарядка miniBTE R занимает 3,5 часа и обеспечивает работу на весь день.
- Полная зарядка miniRITE R занимает 3 часа.
- Быстрая 30-минутная зарядка дает до 5 часов работы для miniBTE R и до 6 часов для miniRITE R.
- SmartCharger позволяет выполнять минимум три полных цикла зарядки без подключения к сети, а при подключении к сети поддерживает постоянную готовность устройств.



\* Производительность литий-ионного аккумулятора зависит от степени потери слуха, образа жизни, модели слухового аппарата и интенсивности потоковой передачи звука.

# Выдержит любые приключения



**Oticon Play PX** создан с учетом активного образа жизни детей и требований безопасности.

- **Сертификат IP68:** конструкция Oticon защищена от пыли и влаги, а нанопокрывие отталкивает влагу и предохраняет электронные компоненты.
- **Светодиодный индикатор** наглядно показывает, что слуховой аппарат работает корректно.
- **Биологическая безопасность:** Oticon Play PX соответствует международным стандартам безопасности, не содержит фталатов и подходит для постоянного контакта с кожей.

## Выберите стиль, цвет и источник питания

Компактный и незаметный **Oticon Play PX** доступен в 12 привлекательных цветах. Вы можете выбрать гармонирующий с тоном кожи или цветом волос вариант или выделить устройство как стильный гаджет.

Аппарат доступен в четырех стилях и может работать как на перезаряжаемых, так и на одноразовых батареях.



CO94  
Терракотовый



CO93  
Каштановый



CO90  
Бежевый



CO63  
Черный бриллиант



CO44  
Серебристый



CO79  
Нежно-розовый



CO48  
Изумрудный



CO58  
Аквамарин



CO47  
Синий



CO45  
Фиолетовый



CO46  
Красный



CO57  
Ярко-розовый

Чтобы узнать больше о Oticon Play PX, свяжитесь со специалистом по слухопротезированию или посетите сайт: [oticon.global/play](https://oticon.global/play).

# Подключайтесь к любимым гаджетам

**Oticon Play PX** позволяет вашему ребенку наслаждаться высококачественной потоковой передачей звука.



- **Прямая потоковая передача** с iPhone®, iPad® и поддерживаемых Android™ устройств\* обеспечивает кристально чистое аудио прямо в слуховые аппараты.



- **Звонки в режиме hands-free** с помощью ConnectClip позволяют принимать звонки с любого смартфона без помощи рук.



- **Телевизионный адаптер Oticon** передает звук с телевизора прямо в слуховые аппараты.



- **EduMic и ConnectClip** помогают ребенку четко слышать голос собеседника, создавая комфортные условия для обучения и вовлеченности.



Made for

**iPhone | iPad | iPod**

Works with

**android**



Download on the  
**App Store**



GET IT ON  
**Google Play**

\* Для устройств Android требуется поддержка потоковой передачи аудио для слуховых аппаратов (ASHA). Дополнительную информацию можно найти на сайте: [oticon.global/connectivity](https://oticon.global/connectivity).



## Приложение Oticon ON – управление под рукой

С помощью приложения **Oticon ON** можно регулировать громкость, менять программу, проверять заряд батареи и находить устройство с функцией «Найти слуховой аппарат».

## Oticon MyMusic – чистый звук музыки

Программа **Oticon MyMusic** позволяет наслаждаться чистым звуком музыки, будь то живое выступление или потоковая передача. Активация выполняется через приложение Oticon ON после первичной настройки аудиологом.

life-changing  
**technology**

Республика Казахстан  
ТОО «Центр САТР»  
050008, г. Алматы  
ул. Байзакова, 273 В  
тел.: 8 (727) 395 83 26  
8 (727) 395 85 11  
8 (727) 395 83 40  
info@satr.kz  
www.satr.kz